

Dane aktualne na dzień: 17-05-2026 00:26

Link do produktu: <https://cnc-ultrasonic.pl/koncentrator-tlenu-przenosny-lovego-lg101-bateria-p-84.html>



Koncentrator Tlenu Przenośny LOVEGO LG101 + Bateria

Cena brutto	3 349,00 zł
Cena netto	2 722,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10098
Kod producenta	KT-5-OX5A

Opis produktu

Przenośny Koncentrator Tlenu LoveGo LG101 + Akcesoria



Koncentrator jest urządzeniem umożliwiającym prowadzenie tlenoterapii w dowolnych warunkach w domu lub poza domem np: na spacerze, podczas podróży samochodem lub w samolocie.

Koncentrator jest szczególnie przydatny dla osób korzystających z tlenoterapii podczas podróży, prowadzących aktywny tryb życia oraz:

- dla osób z niewydolnością krążenia,
- dla chorych z trudnościami z oddychaniem (w astmie, POCHP),
- dla osób z bezdechem sennym,
- dla sportowców.

Podczas jazdy samochodem wystarczy podłączyć pod ładowarkę samochodową i koncentrator może działać wiele godzin bez przerwy.



Zalety naszego Koncentratora :

- Praca w dowolnych warunkach
- Niewielki ciężar - ok 4 KG
- Prosta obsługa
- Wysokie stężenie tlenu 93%
- Regulowany przepływ od 1L do 5L / min.
- Poręczna torba wraz z wózkiem



Zestaw zawiera:

- Koncentrator tlenu LoveGo LG101
- Podręczna torba
- 1 szt. Akumulator Litowy
- Ładowarka do baterii
- Zasilacz
- Ładowarka samochodowa
- Kabel zasilający
- Kaniula nosowa
- Nawilżacz (butelka)
- Instrukcja obsługi
- Wózek





Dane techniczne:

- Wylot powietrza regulowany od 1L do 5L
- Stężenie o₂:
- **90% +/- 3% (1 L /min)**
- **75% +/- 3% (2 L /min)**
- **60% +/- 3% (3 L /min)**
- **45% +/- 3% (4 L /min)**
- **40% +/- 3% (5 L /min)**
- Rozmiar: 250 (dł.) * 190 (szer.) * 380 (wys.) mm
- Waga 4,4 kg
- Akumulator litowy
- Pobór mocy: średnio poniżej 90 W
- Napięcie: AC 220 ~ 240V 50-60Hz lub DC 12-17V
- Adapter Samochodowy
- Poziom hałasu: poniżej 40 dB
- Temperatura stosowania: 5 ~ 40 ° C
- Wilgotność Zastosowania: poniżej 90%
- Czas pracy akumulatora wynosi 60 minut przy pełnym naładowaniu
- Czas pracy przy zasilaniu do 12 godzin, następnie przerwa 30 min

Gwarancja 24 miesiące

