

Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 12:03

Link do produktu: <https://cnc-ultrasonic.pl/koncentrat-em-200-p-43.html>

Koncentrat EM 200



Cena brutto	120,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	97,56 zł
------------	-----------------

Numer katalogowy	10060
------------------	--------------

Opis produktu

KONCENTRAT CZYSZCZĄCY EM 200

Koncentrat EM-200 służy do dezynfekcji i czyszczenia narzędzi medycznych i kosmetycznych, endoskopów i innych elementów. Jest on także stosowany do czyszczenia obiektów wrażliwych na zmiany temperatury. Jedno opakowanie zawiera 500 ml. koncentratu.

Jedno opakowanie zawiera 500 ml. płynu. Koncentrat należy rozcieńczyć w wodzie w ilości pomiędzy 1-2% objętości wody i czyścić przez 15-60 minut (w zależności od użytego stężenia - przy mniejszym stężeniu płynu do osiągnięcia najlepszego efektu wymagany jest dłuższy czas czyszczenia).

Pojemność:**500 ml.**